

学号: 11910104 姓名: <u>王奕童</u> 日期: 2020年<u>05</u>月<u>01</u>日 星期<u>五</u>

## 密立根油滴实验

## 实验目的

- 1.验证电荷的不连续性,并测定元电荷的值。
- 2.学习和理解密立根利用宏观量测量微观量的巧妙设想。

### 实验仪器

密立根油滴实验装置、油滴喷雾器

### 实验原理

阅读讲义,弄清楚以下问题,简要概括实验原理。

- 1. 利用静态法怎样测量电荷?需要测量的物理量有哪些?
- (1) 利用静态法测量电荷:

实验的研究对象是带电的油滴,基本思想是使油滴处于受力平衡状态。油滴通过喷射器喷射进入两块相距为d的平行极板之间。油在喷射撕裂成油滴时,一般都是带电的。如果调节两极板之间的电压U,可使油滴悬浮在空中,如图1所示。设油滴的质量为m,所带的电量为q,两极板之间的电压为U,则油滴在平行板之间所受重力为mg,静电力为 $qE=\frac{qU}{d}$ 。




图 1 带电油滴受力图

油滴悬浮时, 重力与电场力平衡

$$q = \frac{mgd}{U} \tag{1}$$

为了测出油滴所带的电量 q,除了测定平衡电压U 和极板间距离 d 外,还需要测量油滴的质量 m 。这种测



量电量的方法称作静电平衡法。

因m很小,难以直接测量。油滴可视为球状,设密度为 $\rho$ ,则油滴的质量可表示为:

$$m = \rho \frac{4}{3} \pi r^3 \tag{2}$$

而油滴的半径 r 可通过其在电场中的终极速度求出。

平行板不加电压时,油滴受重力作用而加速下降。由于空气阻力的作用,下降一段距离达到某一速度 $v_g$ 后,

阻力  $f_r$  与重力 mg 平衡,如图2所示(空气浮力忽略不计),油滴将匀速下降。 $v_g$  称为终极速度。根据斯托

克斯定律,阻力  $f_r = 6\pi r \eta v_g$ ,重力与阻力平衡时:

$$mg = 6\pi r \eta v_{\sigma} \tag{3}$$

其中 $\eta$ 是空气的粘滞系数,r是油滴的半径。




图 2 油滴受力图(E=0)

由(2)式和(3)式,得到油滴的半径:

$$r = \sqrt{\frac{9\eta v_g}{2\rho g}} \tag{4}$$

当两极板间的电压U=0时,设油滴匀速下降的距离为l,时间为 $t_g$ ,则

$$v_g = \frac{l}{t_g} \tag{5}$$

$$r = \sqrt{\frac{9\eta l}{2\rho g t_g}} \tag{6}$$

斯托克斯定理是以连续介质为前提的,对于半径小到 $10^{-6}m$ 的微小油滴,已不能将空气看作连续介质,因此空气的粘滞系数应作如下修正:



$$\eta' = \frac{\eta}{1 + \frac{b}{pr}} \tag{7}$$

其中b是修正常数,p为大气压强。

最后得到理论公式:

$$q = \frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}} \left(\frac{\eta l}{t_g(1 + \frac{b}{pr})}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{d}{U}$$
(8)

上式就是用平衡法测定油滴所带电荷的计算公式。该式中还包含油滴的半径r,但因为它处于修正项中,不需要十分精确,故它仍可用(6)式计算。在本实验中,已知参数: b=0.00823N/m ,  $\rho=981kg/m^3$  ,  $g=9.79m/s^2$  ,  $\eta=1.83\times10^{-5}kg/(m\cdot s)$  ,  $p=1.013\times10^5$  Pa , d=5.00mm , l=2.0mm 。

- (2) 需要测量的物理量:平衡电压U,下落时间 $t_g$ 
  - 2. 怎样计算油滴电荷?

如1中实验原理所示,本实验中油滴电荷的理论公式:  $q = \frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}} \left( \frac{\eta l}{t_g (1 + \frac{b}{pr})} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{d}{U}$ 

其中本实验中已知参数: b = 0.00823 N/m,  $\rho = 981 kg/m^3$ ,  $g = 9.79 m/s^2$ ,  $\eta = 1.83 \times 10^{-5} kg/(m \cdot s)$ ,

 $p = 1.013 \times 10^5 \,\text{Pa}$ ,  $d = 5.00 \,mm$ ,  $l = 2.0 \,mm$ ;

通过测量得到的物理量:平衡电压U,下落时间 $t_g$ 

代入理论公式即可计算出油滴电荷的数值。

## 实验内容

#### 1. 仪器调整.

调节仪器面板上的三只平衡旋钮,将仪器调到水平。

#### 2.测量

选取平衡电压为 200V 左右, 匀速下落时间为 20s 左右的油滴。



#### 3. 计算元电荷

### 原始数据

表 1 油滴数据表(**秒表精度为 0.01s**)

测量次数	1	2	3	4	5	6	7	8
平衡电压 $U$ /V	158	158	158	158	158	158	158	158
下落时间 $t_g$ /s	21.50	20.94	21.60	20.99	21.00	21.10	21.13	21.40

### 数据处理

### 1.计算时间平均值。(注意:要写出计算过程,下同)

$$\frac{1}{t_g} = \frac{\sum_{i=1}^{8} t_{gi}}{n}$$

$$= \frac{1}{8} (21.50 + 20.94 + 21.60 + 20.99 + 21.00 + 21.10 + 21.13 + 21.40)s$$

$$= 21.208s$$

得到时间平均值为 $t_g = 21.208s$ 

#### 2.计算元电荷

### a)根据讲义中公式(6)计算油滴的半径 r

讲义中公式(6): 
$$r = \sqrt{\frac{9\eta l}{2\rho g t_g}}$$

其中本实验已知参数:  $\eta = 1.83 \times 10^{-5} kg / (m \cdot s)$ , l = 2.0 mm,  $\rho = 981 kg / m^3$ ,  $g = 9.79 m / s^2$ 

由 1,可得本实验测得  $t_g$  平均值为  $\overline{t_g} = 21.208s$ 

$$\therefore r = \sqrt{\frac{9\eta l}{2\rho g t_g}}$$

$$= \sqrt{\frac{9 \times (1.83 \times 10^{-5} kg / (m \cdot s)) \times (2.0mm)}{2 \times (981 kg / m^3) \times (9.79m / s^2) \times (21.208s)}}$$

$$= 8.992 \times 10^{-7} m$$

得到  $r = 8.992 \times 10^{-7} m$ 



将半径r代入公式(8)计算油滴所带电荷q。

讲义中公式(8): 
$$q = \frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}} \left(\frac{\eta l}{t_g (1 + \frac{b}{pr})}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{d}{U}$$

其中本实验中已知参数: b = 0.00823 N/m,  $\rho = 981 kg/m^3$ ,  $g = 9.79 m/s^2$ ,  $\eta = 1.83 \times 10^{-5} kg/(m \cdot s)$ ,

 $p = 1.013 \times 10^5 \,\text{Pa}$ ,  $d = 5.00 \,mm$ ,  $l = 2.0 \,mm$ ;

本实验中测量量U=158V,  $t_g=21.208s$ ; 由 1(a)中计算得到 $r=8.992\times 10^{-7}m$ 

$$\therefore q = \frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}} \left(\frac{\eta l}{t_g (1 + \frac{b}{pr})}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{d}{U}$$

$$=\frac{18\pi}{\sqrt{2\times(981kg/m^{3})\times(9.79m/s^{2})}}\left(\frac{(1.83\times10^{-5}kg/(m\cdot s)\times(2.0mm))}{(21.208s)\times(1+\frac{0.00823N/m}{(1.013\times10^{5}\text{Pa})\times(8.992\times10^{-7}\text{m})})}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot\frac{5.00mm}{158V}$$

 $= 8.131 \times 10^{-19} C$ 

得到  $q = 8.131 \times 10^{-19} C$ 

b)计算油滴所带元电荷个数n。得到油滴电量q后,用e的公认值 1.602×10 $^{-19}$ C 去除, $\frac{\text{D}}{\text{含五入取整}}$ 得到油滴带基本电荷个数n。

公式: $n = \frac{q}{e}$ , 其中 q 为 2(a)中计算得到的电荷量, e 为公认值 1.602×10<sup>-19</sup>C;

$$\therefore n = \frac{q}{e} = \frac{8.131 \times 10^{-19} C}{1.602 \times 10^{-19} C} = 5$$

得到油滴带基本电荷个数 n = 5

c)计算元电荷 $e_{\scriptscriptstyle{
m N\! \perp}}$ 。测量的元电荷 $e_{\scriptscriptstyle{
m N\! \perp}}=rac{q}{n}$ 。

公式:  $e_{\text{ML}} = \frac{q}{n}$ ,其中 q 为 2(a)中计算得到的电荷量, n 为 2(b)中计算得到的油滴带基本电荷个数;



$$\therefore e_{\text{MB}} = \frac{q}{n} = \frac{8.131 \times 10^{-19} \, C}{5} = 1.626 \times 10^{-19} \, C$$

得到元电荷 $e_{\text{测量}} = 1.626 \times 10^{-19} C$ 

#### d)计算元电荷测量值与公认值的相对误差。

公式: $\eta_{\rm HXI} = \frac{|e_{\rm Mll} - e|}{e} \times 100\%$ ,其中 $e_{\rm Mll}$ 为 2(c)中计算得到的测量元电荷,e 为元电荷公认值。

$$\therefore \eta_{\text{H}\text{7}} = \frac{\mid e_{\text{M}} - e \mid}{e} \times 100\% = \frac{\mid 1.626 \times 10^{-19} \, C - 1.602 \times 10^{-19} \, C \mid}{1.602 \times 10^{-19} \, C} = 1.498\%$$

得到元电荷测量值与公认值的相对误差为 $\eta_{\scriptscriptstyle \mathrm{HM}}$ =1.498%

#### 3.估算元电荷的相对不确定度。

根据公式(8),适当近似后,可得到电荷的不确定度表达式。利用它估算元电荷相对不确定度 (仅考虑 B 类)。其中,仪器显示电压的不确定度是 1 V,而人操作计时的反应时间为 0.2 s。 即  $\Delta U=1$  V ,  $\Delta t_g=0.2s$  。

$$\frac{\Delta e}{e} = \frac{\Delta q}{q} \approx \frac{\Delta U}{U} + \frac{3}{2} \frac{\Delta t_g}{t_g}$$

 $\frac{\Delta e}{c} = \frac{\Delta q}{q} \approx \frac{\Delta U}{U} + \frac{3\Delta t_g}{2t_g}$ 公式:  $\frac{\Delta t_g}{e} = \frac{\Delta Q}{Q} \approx \frac{\Delta U}{U} + \frac{3\Delta t_g}{2t_g}$ ,其中  $\Delta U = 1$  以为测得平衡电压,  $t_g$  为测得下落时间;

$$\therefore \frac{\Delta e}{e} \approx \frac{\Delta U}{U} + \frac{3\Delta t_g}{2t_g} = \frac{1V}{158V} + \frac{3 \times 0.2s}{2 \times 21.208s} = 2.047\%$$

得到元电荷的相对不确定度 $\frac{\Delta e}{e}$ 约为 2.047%



### 实验结论

简要陈述实验目的,方法及结果。根据实验精度,**元电荷结果保留 3 位有效数字即可**。(控制在三行字以内)

(1) 实验目的: ①验证电荷的不连续性, 并测定元电荷的值; ②学习和理解密立根利用宏观量测量微观量的巧妙设想;

(2) 实验方法:油滴的静电平衡法

(3) 实验结果:本次实验测得元电荷测量值为 $1.63 \times 10^{-19}$  C,相对误差为1.498%,相对不确定度为2.047%

将元电荷的相对误差与估算的不确定度比较,评估结果是否合理。

本次实验中测得元电荷的相对误差为 $\eta_{ ext{ iny HM}}=1.498\%$ ,相对不确定度 $\frac{\Delta e}{e}$ 约为2.047%。

得到 $\eta_{\rm HM}<rac{\Delta e}{
ho}$ ,相对误差小于估算的不确定度,因此本次实验结果合理。

列出1或2个主要误差来源.

误差来源 1:实验过程中存在测量误差,对平衡电压 U 和下落时间  $t_g$  的测量存在仪器的显示误差和人计时的反应时间的误差。

误差来源 2:油滴的选择有可能带来误差。大油滴带电量多,运动过快不易测量;小油滴易受布朗运动影响且受挥发影响大,容易产生漂移,也会产生实验误差。

## 思考题

1.有些油滴平衡电压相同.但下落时间相差很大.为什么?需要给出分析依据。

原因分析:

根据实验原理,平衡电压U满足: $U = \frac{mgd}{q}$ ,下落时间 $t_g$ 满足: $t_g = \frac{l}{v_g} = \frac{l}{mg} \cdot 6\pi r \eta$ 

可知若平衡电压相同反映出这些油滴的荷质比相同,但不能确保这些油滴的质量相同。因此在荷质比相同的情况下,下落时间可以因油滴的质量不同而产生较大差异。



2.计算实验中油滴的终极速度 $v_g$  (即**下落速度**)。分别计算当 V(t)=0.99Vg 和 0.999Vg 所需的时间。当 V(t)>=0.99Vg,可认为达到了终极速度。通过计算,你认为实验中油滴的加速时间是否可忽略。

提示:当电压为零时,油滴下落运动方程为:  $m\frac{dv}{dt} = mg - 6\pi\eta rv = mg - mg\frac{v}{v_o}$  由此得到,

$$v(t) = v_g \left( 1 - e^{-\frac{t}{v_g/g}} \right) \circ$$

答:公式:
$$v(t) = v_g (1 - e^{-\frac{t}{v_g/g}})$$
,其中 $v_g = \frac{l}{t_g} = \frac{l}{\overline{t_g}} = \frac{2.0mm}{21.208s} = 9.43 \times 10^{-5} \, m/s$ 

①当
$$v_1(t) = 0.99v_g$$
时, $v_1(t) = 0.99v_g = v_g(1 - e^{-\frac{t}{v_g/g}})$ 

$$\therefore t_{g1} = \frac{\ln 100 \times v_g}{g}$$

$$= \frac{\ln 100 \times (9.43 \times 10^{-5} \, m/s)}{9.79 \, m/s^2}$$

$$= 4.44 \times 10^{-5} \, s$$

得到油滴达到 $v_1(t) = 0.99v_g$ 所需时间为 $t_{g1} = 4.44 \times 10^{-5} s$ 

$$=6.66\times10^{-5}$$
 s

得到油滴达到 $v_2(t) = 0.999v_g$ 所需时间为 $t_{g2} = 6.66 \times 10^{-5} s$ 

#### ③结果分析:

经过①和②的计算,得到加速到 $0.99v_g$ 和 $0.999v_g$ 所需时间分别是 $4.44\times10^{-5}s$ 和 $6.66\times10^{-5}s$ ,

远远小于在数据处理过程中得到的时间平均值  $t_g = 21.208s$  ,故通过计算,可以认为实验中油滴的加速时间可忽略不计。